

Planmeca ProMax[®] 2D

+420 485 130 700
+420 606 818 795



Planmeca ProMax[®] je komplexní maxilofaciální snímkový systém. Jeho konstrukce a princip činnosti vycházejí z nejnovějších vědeckých výzkumů a technologických inovací a splňují nejnáročnější požadavky moderní radiologie.

Nejdůležitější vlastnosti:

Moderní technologie

- **Autofokus** automaticky nalezne fokální vrstvu pro dokonalé panoramatické snímky
- **Dynamické řízení expozice** (DEC) měří radiační propustnost pacienta a poté automaticky nastavuje expoziční parametry
- Patentovaná technologie **SCARA** (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) zaručuje anatomicky přesnou geometrii snímkování pro čisté a bezchybné snímky
- Jednoduchá aktualizace – kdykoli lze přidat cefalostat nebo možnost 3D snímkování

Snadné používání

- Úplný výhled na pacienta při jeho polohování pomocí tří laserových polohovacích světél
- Pohodlný boční přístup
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Všestranný zobrazovací software **Planmeca Romexis[®]**
- Podpora TWAIN a plná kompatibilita s DICOM

