

Vyberte si nejlepšího společníka

# Planmeca Sovereign<sup>®</sup> Classic

Je radikálně rozdílná

Naše nejnovější souprava **Planmeca Sovereign<sup>®</sup> Classic** má mnoho chytrých konstrukčních detailů, které vám usnadní vaši každodenní práci. Ať už jde o ošetření pacienta nebo o ochranu proti infekcím, tato souprava je inteligentní zevnitř i zvenku.

Nová!

+420 485 130 700  
+420 606 818 795

**FISCHER<sup>®</sup>**  
**DENTAL** s.r.o.



# Inteligentní zevnitř i zvenku

## Chytré konstrukční detaily

Planmeca Sovereign® Classic byla navržena s ohledem na ergonomii, komfort a jednoduchost užívání. Díky kompaktnímu úzkému bloku plivátka je souprava vhodná do jakýchkoliv prostor. Konstrukce, navržená s ohledem na uživatele, vám i vašemu asistentovi maximálně usnadní práci. Naklápěcí sedák křesla udržuje pacienta v optimální poloze během celého procesu ošetření.

## Mimořádně jednoduché použití

Připojte vaše preferované nástroje na stolek se 6-pozicemi a ihned začnete používat soupravu pomocí vícejazyčného dotykového panelu. Umístěte soupravu jak potřebujete pomocí manuální funkce natáčení základny a křesla ve směru doleva/doprava. Praktické odsávací rameno **Cobra™** a modulární držák odsávacích hadic a nástrojů **Flexy™** zabezpečí všechny vaše potřeby ošetření.

## Inteligentní ochrana proti infekci

Planmeca Sovereign Classic nabízí nejdokonalejší systém ochrany proti infekci. Periodické čištění anebo kontinuální dezinfekce – výběr je na vás. Vše, co pro vaši standardní ochranu proti infekci potřebujete, je logicky a přehledně uspořádáno.

