

# Planmeca ProX™

S hrdostí vám představujeme intraorální rentgenový přístroj **Planmeca ProX™**, nejnovější přírůstek naší výjimečné řady snímkových přístrojů. Tento sofistikovaný model umožňuje snadné a přesné polohování, jednoduchým procesem snímkování dosáhnete vysoce kvalitních snímků ve vysokém rozlišení. Přístroj Planmeca ProX byl navržen tak, aby bylo intraorální snímkování jednodušší a spolehlivější než kdykoli předtím.

## Špičkový intraorální rentgenový přístroj

- Optimální snímky pro všechny diagnostické potřeby: nastavitelné hodnoty kV a mA
- Rychlé a jednoduché použití: předprogramované nastavení, praktický design
- Připraven na digitalizaci
- Integrovan se systémem **Planmeca ProSensor®**
- Hladce spolupracuje se softwarem **Planmeca Romexis®**
- Variabilní možnosti instalace

## Vysoce adaptabilní snímkování

Přístroj **Planmeca ProX™** lze použít s krátkým i dlouhým tubusem. Pro zvýšení radiační hygieny je možné na dlouhý tubus připojit pravoúhlý kolimátor.

Stabilní rameno přístroje zaručuje přesné polohování lehké rentgenové hlavičky. Díky variabilním způsobům instalace je tento přístroj použitelný na různých typech pracovišť s odlišnými nároky.

## Rychlé nastavení parametrů

V závislosti na požadavcích snímkování má Planmeca ProX naprogramované různé expoziční hodnoty. Parametry jsou automaticky zvoleny podle požadované oblasti snímkování a diagnostické potřeby, v případě potřeby lze jednotlivé hodnoty upravit také manuálně. Jednoduše vyberte receptor snímku pro automatickou úpravu přednastavených hodnot pro snímkování na film, paměťovou fólii nebo na digitální senzor, přechod k novým snímkovacím technologiím bude rychlý bez nutnosti přeprogramovat přístroj.

## Rychlejší rentgenové vyšetření pomocí digitálního senzoru

Využijte při intraorálním snímkování maximální výhody plynoucí ze spojení Planmeca ProX s digitálním systémem Planmeca ProSensor. Snímek se zobrazí na obrazovce téměř okamžitě po expozici, výrazně se tak snižuje čas potřebný pro intraorální snímkování ve srovnání s použitím přístrojů s filmem.



+420 485 130 700  
+420 606 818 795

**FISCHER®  
DENTAL** s.r.o.